

Forever Beauty narancsb?r elleni készülék

forever
professional home device
Beauty



A 3 technológia egyesített erejének köszönhetően ez a készülék egyedülálló a piacon! A ForeverBeauty narancsb?r elleni kezelés erejét a multipoláris rádiófrekvenciás b?rmegújítása adja, amely rugalmasságot és stabilitást kölcsönöz a b?rnek, melyet az 1MHz-es ultrahangos mélymasszázs és a vörös LED fényterápia zsírcsökkent?-b?rfeszít? hatása követ.

Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Kedvezmény nélküli ár: 89900 Ft

Ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 89900 Ft

Kedvezmény:

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Leírás

Egyedülálló innováció az otthoni szépségápolásban!

Mit tud a Forever Beauty 3TECH narancsb?r elleni készülék?

3 profi technológiát ötvözve a narancsb?r problémáját egyedülálló módon komplexen kezeli:

- **eredményesen csökkenti a narancsb?rt,**
- **feszíti a b?rt,**
- **kényelmes, diszkrét és költséghatékony otthoni kezelést nyújt.**

Hogyan működik a Forever Beauty 3TECH narancsb?r elleni készülék?

A Forever Beauty 3 narancsb?r elleni technológia (multipoláris rádiófrekvenciás b?rmegújítás, ultrahangos mélymasszázs, vörös LED fényterápia) kombinációjával jut át a b?r rétegein, és közvetlenül a narancsb?r okára, a megduzzadt zsírsejtekre fejt ki hatását. A Forever Beauty csökkenti a zsírsejtek méretét, és feszebbé teszi a b?rt, melyen azok az "apró zsírgolyócska" kitüremkedések már nem dudorodnak át. Ezáltal a puha narancsb?rb?l feszes tojáshej válik, ami az újjászületés élményét adja.

3 jól bevált, professzionális narancsb?r elleni technológia 1 otthoni készülékben

A 3 technológia egyesített erejének köszönhetően ez a készülék egyedülálló a piacon! A ForeverBeauty narancsb?r elleni kezelés erejét a multipoláris rádiófrekvenciás **b?rmegújítása** adja, amely rugalmasságot és stabilitást kölcsönöz a b?rnek, melyet az 1MHz-es ultrahangos mélymasszázs és a vörös LED fényterápia **zsírcsökkentő-b?rfeszesítő** hatása követ.

Ha tartósabb megoldásra vágysz, mint a krémek/zselék, ha tényleg hatásos eredményt szeretnél elérni, akkor válaszd a 3TECH technológiát – ebben nem fogsz csalódn!

Hogyan kell használni a Forever Beauty készüléket?

ü

- A narancsb?r elleni kezelés 2 db 10 perces cikusból áll. Egy 10 perces ciklus során 1-2 tenyérnyi méret? (kinyújtott ujjakkal) testfelület kezelend?. A 10 perces kezelési ciklus leteltével a készülék automatikusan kikapcsol, ezután kezd újra a kezelési ciklust még további 10 percig még 1-2 tenyérnyi területen. Tehát egy alkalommal összesen 2-4 tenyérnyi méret? területet kezelhetsz összesen 20 perc alatt.
- A teljes feltöltés 20 perc vezeték nélküli használatot tesz lehetővé. A készüléket folyamatosan 25 percnél tovább üzemeltetni tilos, mert az a készülék meghibásodásához vezethet. A kezelés befejeztével töltsd fel a készüléket, azonban feltétlenül várd meg, míg a készülék kih?l (a kih?lést a készülék csipogással jelzi), és csak ezután csatlakoztasd a tölt?t az immáron kih?lt gépéhez, és dugd be a tölt?t konnektorba.

Milyen testrészekben használható a Forever Beauty készülék?

Comb, fenék, has, csíp?, felkar.

Kezelési módok a ForeverBeauty3TECH-el

Ezeket a kezelési módokat praktikus módon külön-külön és kombinációban is használhatjuk.

<p>4 fokozatban állítható multipoláris RF rádiófrekvenciás technológia</p>	<p>Összerántja a b?r rugalmasságáért és feszeségéért felel?s kollagén rostokat, így feszesíti a b?rt.</p> <p>Akár 6 millió másodpercenként!</p>
<p>Mélymasszázs ultrahang</p>	<p>Egyedülálló sejtmasszázszt végez, javítja a vérkeringést és a b?rszövet tápanyagfelvételét, illetve rugalmasan tartja a b?rt.</p>

	Szerepet játszik a méreganyagok felszabadításában, gyorsítja az anyagcserét.
	Akár 1 millió másodpercenként!
620 nm hullámhosszú vörös LED fényterápiás technológia	Fokozza a sejtek anyagcseréjét. Elősegítheti a vérkeringést.

Tehát mit biztosít a Forever Beauty készülék?

- ü A piacon **egyedülálló, professzionális** 3az1-ben technológiát otthon
- ü Célzott, diszkrét narancsbőr csökkentést
- ü **Fájdalommentes, kényelmes** kezelést
- ü **Biztonságos** használatot, **CE, ROHS minősítés**
- ü Hőszenzoros védelmet (óvja a bőrt a túlmelegedéstől)
- ü **1 év teljes körű** garanciát
- ü Orvosi segítséget
- ü Részletes, magyar nyelvű használati útmutatót

3+1 ok, amiért érdemes a Forever Beauty készüléket választani:

- × Nem kell senki előtt se levetkőznöd, szégyenkezned, magyarázkodnod a narancsligetek miatt.